

# MEDSIL

## Balón intragástrico MEDSIL

Conjunto de dispositivos de silicona para la restricción gástrica

- Volumen de llenado de 400-700 ml
- Fabricado con silicona hipoalergénica biocompatible de alta calidad
- Tiene una pared absolutamente lisa, transparente, blanda y resistente
- La construcción especial de la válvula evita fugas
- Se llena de líquido, por lo que es muy eficaz y fácil de detectar la pérdida de impermeabilidad

El conjunto: globo, tubo de llenado, alambre guía metálico, tubo de transfusión de líquido.

El dispositivo está destinado al tratamiento de los pacientes con IMC 27-40 kg/m<sup>2</sup> como método independiente, o para los pacientes con IMC superior a 40 kg/m<sup>2</sup> como preparación para la cirugía. La permanencia del balón en el estómago es de 6 meses desde la fecha de implantación.

